

DermaPrep™ – ein neues Produkt für die kontrollierte, hygienische, mechanische Reinigung und Debridement der Haut (zum Patent angemeldet)

DermaPrep™ ist ein zweifach verwendbarer Behandlungsschwamm (weich/abrasiv), der zur weichen und sanften Reinigung und/oder abrasiven/groben Abreibung verwendet wird.

Die abrasive Seite ist mit einer Flüssigkeitskontrollanzeige versehen, die es ermöglicht, den verletzten Bereich zu reinigen, ohne die umliegenden Hautstellen zu befeuchten.

DermaPrep™ repräsentiert eine neue Methode zur kontrollierten, hygienischen, mechanischen Reinigung und zum Debridement von akuten und chronischen Hautverletzungen.


Im Vergleich zu allen derzeit verfügbaren Alternativen wird durch den Gebrauch von DermaPrep™ das Debridement und die Reinigung des verletzten Bereichs klinisch verbessert.

Es ist sowohl anwendungsfreundlicher als auch kostengünstiger als herkömmliche Verfahren.

Bestell-Nr.: 9931100-24

24 Stk. pro Verpackungseinheit / Maße: 100 x 150 mm

CE 0483



DermaPrep™ – a new paradigm and innovative device for wound and burn pre-treatment (patent pending)

DermaPrep™ combines a dual purpose treatment sponge – for a soft and gentle cleaning/cleansing and / or rough abrasion with a liquid control feature that enables cleaning of the body without wetting the surroundings.

DermaPrep™ represents a new paradigm – for controlled, hygienic, mechanical cleaning and debridement of acute and chronic skin conditions.

When compared to all currently available alternatives, using DermaPrep™ clinically improves the debridement and cleaning of patients. Furthermore, it is easier to handle and more cost-efficient.

Reference No.: 9931100-24

24 pcs. per unit / Dimensions: 100 x 150 mm

CE 0483